

ALLEGATO 13

USO DEL SATURIMETRO (DRG 269 Regione Veneto)

Come eseguire la misurazione della saturazione nel sangue.

Compiere questa misurazione con un **saturnmetro a ditale** è molto semplice, ma bisogna rispettare alcune semplici procedure:

- Effettuare il test in penombra
- Tenere il dito fermo durante la misurazione
- Infilare il ditale sul polpastrello del dito indice e premere il pulsante di avvio
- Attendere qualche secondo, leggere il numero indicato con la sigla SpO2 e scriverlo su un foglio di carta
- Ripetere questa procedure sul dito indice e sul medio di entrambe le mani (4 misurazioni)
- Dei 4 valori scartare il più basso (es. 95, 97, 94, 98: eliminare il 94), sommare i tre rimanenti (es. $95 + 97 + 98 = 290$) dividere il risultato per 3 (es. $290 : 3 = 96,7$)
- Il valore ottenuto da questa operazione è il valore di saturazione (es. 96,7). Va annotato.